

Alimentation naturelle par sonde

Bowl de pâtes

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales



Valeurs nutritives moyennes

Valeur nutritive	100 ml
Valeur énergétique	607 kJ / 145 kcal
Lipides	8.0 g
dont acides gras saturés	0.7 g
Glucides	13 g
dont sucres	7.9 g
Fibres alimentaires	2.2 g
Protéines	4.0 g
Sel	0.03 g
Vitamine A	16.2 µg
Vitamine D	< 0.3 µg
Vitamine E	2.0 mg
Vitamine K	11 µg
Vitamine C	< 0.5 mg
Vitamine B1	< 0.1 mg
Vitamine B2	< 0.1 mg
Niacine	0.7 mg
Vitamine B6	< 0.1 mg
Vitamine B12	< 0.3 µg
Folate	5.69 µg
Biotine	< 0.1 µg
Acide pantothénique	< 0.1 mg
Sodium	13.0 mg
Potassium	110 mg
Chlorure	< 10.0 mg
Calcium	15.0 mg
Phosphore	46.0 mg
Magnésium	11.0 mg
Fer	0.8 mg
Zinc	0.7 mg
Cuivre	40 µg
Manganèse	0.2 mg
Fluor	< 0.1 mg
Iode	< 10.0 µg
Chrome	8.7 µg
Molybdène	2.6 µg
Sélénium	2.0 µg
Eau	73.4 ml
Osmolarité	326 mosmol/l

Les valeurs nutritives ont été testées en laboratoire. Comme pour les aliments naturels, des légères variations peuvent survenir, notamment en raison de changements saisonniers. Si, pour des raisons médicales spécifiques, les quantités exactes de nutriments sont nécessaires, veuillez en discuter avec l'équipe soignante.

Alimentation naturelle par sonde

Repas en purée prêt à l'emploi adapté pour l'application en bolus gastrique avec seringue ou par voie orale.

Ingrédients

Jus de raisin, pâtes de farine PurÉpeautre (eau, PurÉpeautre) 22%, carottes, viande de bœuf (CH), huile de colza. Contient des sucres naturellement présents.

Caractéristiques du produit

- 100% à base d'aliments naturels
- 80% des ingrédients proviennent de Suisse
- Développé et fabriqué en Suisse
- Pour adultes et enfants à partir de 1 an
- Admis par les caisses maladie
- Sans: lait, œuf, poisson, noix, cacahuètes, soja
- Sans additifs ni sucres
- Sans vitamines et minéraux synthétiques
- Riche apport calorique: 1.45 kcal/ml

Domaine d'application

- Souhait d'une alimentation saine par sonde
- Préférence pour une alimentation aussi peu transformée que possible
- Tolérance volumétrique mauvaise ou limitée
- Troubles gastro-intestinaux lors de l'utilisation d'une alimentation par sonde traditionnelle
- Allergie au lait, aux œufs, au poisson, aux noix, aux arachides, au soja

Remarques importantes

Ne pas utiliser pour l'alimentation parentérale (i.v.!) Pour la gestion du régime chez les patients et patientes dont la capacité de s'alimenter de manière suffisante et par voie orale est absente ou limitée, ou en cas de malnutrition existante ou imminente due à une maladie. Pour une utilisation comme alimentation exclusive, il est nécessaire de compléter avec un supplément de micronutriments. À n'utiliser que sous surveillance médicale. Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à certains ingrédients ou composants!

Stockage, utilisation et dosage

Conserver à température ambiante <25°C et à l'abri de la lumière. Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur pour 24h au maximum. Ne pas utiliser si le sachet est gonflé. Pour l'application en bolus avec seringue. Pour l'utilisation consulter notre site web. Ne pas chauffer au four à micro-ondes. Vérifier la température avant l'administration. Le dosage est déterminé par les médecins compétents:es et les diététicien:nes. Vous trouverez plus d'informations et des conseils sur notre site web www.natyr.ch

Consistance

La consistance est plus pâteuse et plus compacte que celle de l'alimentation par sonde traditionnelle - cela est intentionnel. Une viscosité plus élevée aide à soulager le reflux et peut contribuer à une meilleure tolérance.

Informations de commande

Nom de l'article	Unité	GTIN	Pharmacode	N° art.
Bowl de pâtes	15x 100 ml	7649988350481	1106100	302
Bowl de pâtes	6x 15x 100 ml	7649988350498	1106101	303

